

Gebrauchsanweisung | User Manual
Bracket D 500
P/N: 1041100030



■ INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS

EINLEITUNG SICHERHEITSHINWEISE	1
VERWENDUNGSZWECK	2
LIEFERUMFANG	2
TECHNISCHE DATEN	3
ZUBEHÖR	3
MONTAGE INSTALLATION	4
BEDIENUNG	7
REINIGUNG DESINFEKTION	8
VERWENDETE SYMBOLE	9
ENTSORGUNG	9
SERVICE HERSTELLER	9
WELCOME SAFETY INSTRUCTIONS	10
APPLICATION	11
SCOPE OF DELIVERY	11
TECHNICAL DATA	12
ACCESSORIES	12
INSTALLATION	13
OPERATION	16
CLEANING DISINFECTION	17
SYMBOLS	18
DISPOSAL	18
SERVICE MANUFACTURER	18

■ EINLEITUNG | SICHERHEITSHINWEISE

Lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf des Bracket D500.

In dieser Anweisung finden Sie technische Informationen, Gebrauchs- und Montagehinweise.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Bracket D500 in Betrieb nehmen.
- Bewahren Sie diese Anweisung für Nachschlagezwecke sorgfältig auf und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise.
- Für Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung, Befestigung, Montage oder Installation entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Instandsetzung und Wartung am Bracket D500 dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich bei einem Defekt direkt an den technischen Kundendienst der CRS medical GmbH. Jegliche Veränderungen an der Vorrichtung oder ihrem Zubehör, die nicht vom Hersteller vorgenommen werden, führen zu einem Außerkrafttreten der Gewährleistungs- und Haftungsverpflichtungen der CRS medical GmbH.
- Überprüfen Sie das Bracket D500 und benutzen Sie es nicht wenn:
 - mechanische Beschädigungen am Schließmechanismus zu erkennen sind
 - mechanische Beschädigungen an der Geräteaufnahme zu erkennen sind

■ VERWENDUNGSZWECK

Die Wandhalterung Bracket D500 ist bestimmt für die sichere Halterung eines MEDIANA D500 nur in Verbindung mit der Original MEDIANA D500 Tasche. Die Verwendung der rückseitigen Tasche ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich.

Die Halterung darf nur in räumlich geschützten Umgebungen verwendet werden.

Dazu gehören massive Wände im Innenraum von Gebäuden und stabile Wände von EMS-Bodenfahrzeugen.

Bitte beachten Sie zusätzlich die Gebrauchsanweisung des Defibrillators.

■ LIEFERUMFANG

1 Bracket D500 (P/N: 1041100030)

- Bestehend aus:
 - D500 Adaption w/o power (P/N: 1042100030)
 - D500 Wall Fastening w/o power (P/N: 1042100031)

1 Gebrauchsanweisung

■ TECHNISCHE DATEN

Gewicht	7500 g
Maße (HxBxT)	486,5x295x256,5 mm
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C, 5% bis 95% HR, nicht kondensierend
Lagertemperatur	-30°C bis +70°C, 5% bis 95% HR, nicht kondensierend


Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

■ ZUBEHÖR

Es ist kein weiteres Zubehör erhältlich.

■ MONTAGE | INSTALLATION

Befestigen Sie das Bracket D500 mit 12 Schrauben M6 gemäß dem Bohrbild.



(Alle Angaben in mm)

Entfernen Sie die Gummifüßchen unter dem Gerät. Heben Sie diese gut auf, sollte Sie das Gerät später einmal ohne Halterung und Tasche nutzen wollen.





Legen Sie nun Kunststoffscheiben Ø15,5mm in die Aussparungen der Gummifüßchen ein.



Anschließend legen Sie bitte die Tasche mit dem unteren Querband über den Geräteboden.




Montieren Sie nun die D500 Adaption w/o power, indem Sie im hinteren Bereich des Geräts die höheren und im vorderen Bereich die flacheren Abstandshalter zwischen Tasche und Adaption positionieren und die Schrauben durchstecken.



■ BEDIENUNG

Öffnen

Entriegeln Sie das Bracket D500 indem Sie den roten Bügelgriff nach vorne ziehen (1) und anschließend nach oben bewegen (2).



Die Verriegelung rastet in der oberen Position ein (3) und das Gerät kann entnommen werden.



Schließen

Achten Sie darauf, dass der Mediana D500 mit der D500 Adaption w/o power sauber auf dem Unterteil des Wandhalters steht.



Zum Schließen ist keine Entriegelung notwendig. Greifen Sie den roten Bügelgriff und drücken Sie den Deckel nach unten. Am Sichersten verriegelt das Bracket D500, wenn Sie den Deckel nach Überwindung des Widerstands loslassen und von selbst in Endposition rutschen lassen.

■ REINIGUNG | DESINFEKTION

Bitte entnehmen Sie den Mediana D500 zur Reinigung aus der Halterung.

Das Bracket D500 kann mit einem feuchten, fusselfreien Tuch und handelsüblichen, milden Kunststoffreinigern gereinigt werden. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass das Reinigungsmittel keine Lösemittel enthält.

Verwenden Sie zum Desinfizieren ebenfalls handelsübliches Desinfektionsmittel.

■ VERWENDETE SYMBOLE



Siehe Gebrauchsanweisung / Sicherheitshinweise beachten



CE-Kennzeichnung entsprechend EU-Richtlinie 93/42/EWG durch den Hersteller.



Referenznummer



Chargennummer



Hersteller

■ ENTSORGUNG

Verpackungen sind Rohstoffe und daher wiederverwertbar. Entsorgen Sie diese im Interesse des Umweltschutzes sortenrein.

Weitere Informationen zur umweltfreundlichen Entsorgung erhalten Sie vom Hersteller.

■ SERVICE | HERSTELLER

CRS medical GmbH
Loherstraße 6
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29
info@crs-medical.com
www.crs-medical.com

■ WELCOME | SAFETY INSTRUCTIONS

Welcome

Thank you for purchasing the Bracket D500.

In this user manual you will find technical information, instructions for use, and mounting directions.

Safety Instructions

- Read and understand the instructions before installing or operating the Bracket D500.
- Follow all safety instructions and save this user manual in a safe place for future use.
- The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper operation, mounting, or assembly.
- Repair and maintenance of the Bracket D500 can only be performed by authorized personnel. Please consult directly to CRS medical GmbH Technical Support if the device is defective or damaged. Any changes to the device or its accessories which are not performed by CRS medical GmbH will void all product warranties. CRS medical GmbH will not be liable for unauthorized repair or maintenance.
- Check the Bracket D500 and do not use if:
 - there is visible mechanical damage on the locking mechanism
 - there is visible mechanical damage on the holder

■ APPLICATION

The Bracket D500 is intended to be installed in ambulances which use the Mediana D500 defibrillator in combination with the original bag. Due to safety requirements it is not possible to use the rear bag of the device.

The holder may only be used in a protected environment. These include massive walls in the interior of buildings and stable walls of EMS ground vehicles.

Please also follow all manufacturer's instructions for the defibrillator.

■ SCOPE OF DELIVERY

1 Bracket D500 (P/N: 1041100030)

- Consisting of:
 - D500 Adaption w/o power (P/N: 1042100030)
 - D500 Wall Fastening w/o power (P/N: 1042100031)

1 User Manual

■ TECHNICAL DATA

Weight	7500 g
Dimensions (HxWxD)	486,5x295x256,5 mm
Operating temperature	0°C to +40°C, 5% to 95% Humidity, non-condensing
Storage temperature	-30°C to +70°C, 5% to 95% HR, non-condensing


In the pursuit of product improvement, we reserve the right to make visual and/or technical changes to the product.

■ ACCESSORIES

There are no additional accessories available.

■ INSTALLATION

Install the Bracket D500 with 12 screws size M6 according to the drilling diagram below.



(All measurements are in mm)

Remove the device's rubber feet. Keep them safe in case you want to use the device without bag and bracket some day.




Insert the Ø15,5mm plastic washers into the cavity of the rubber feet.



Now put the bag with its lower strap over the bottom of the device.




Mount the D500 Adaption w/o power using the higher Spacers in the rear and the flat ones in the front of the device. Position everything properly and fix it using the washers and screws delivered with the Adaption.



■ OPERATION

Opening

Unlock the Bracket D500 by pulling the red handle forward (1) and then move it upwards (2).



The locking device rests in the upper position (3) so the device can be removed.



Closing

Make sure that the Mediana D500 is flat against the bottom of the Bracket D500 with the D500 Adaption power w/o power.



To close the Bracket D500 there is no unlocking necessary. Simply grab the red handle and pull the cover down. The Bracket D500 locks when the handle is released and then gently pushed down. An audible click should be heard.

■ CLEANING | DISINFECTION

Please remove the Mediana D500 out of the bracket before cleaning.

The Bracket D500 can be cleaned with a damp, lint-free cloth and commercially available mild plastic cleaners. Please ensure that the cleanser does not contain any solvents.

Commercially available disinfectants can be used for disinfection.

■ SYMBOLS



See user manual / note safety instructions



CE-Declaration of conformity according to EU-directive 93/42/EEC by manufacturer.



Reference



Lot number



Manufacturer

■ DISPOSAL

Packing is raw material and therefore recyclable. On behalf of environment protection please dispose the packing sorted. Dispose and recycle all packaging according to your local laws and regulations.

For more detailed information on nonpolluting disposal please contact service.

■ SERVICE | MANUFACTURER

CRS medical GmbH
Loherstraße 6
D - 35614 Asslar

T: +49 6441 38331-0
F: +49 6441 38331-29
info@crs-medical.com
www.crs-medical.com

□ Loherstraße 6
□ D - 35614 Asslar

□ T: +49 6441 38331-0
□ F: +49 6441 38331-29

□ info@crs-medical.com
□ www.crs-medical.com

