



Alles auf einem Blick

- ✔ Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reanimation
- ✔ Einfache Positionierung
- ✔ Visuelles Feedback
- ✔ Akustischer Rhythmus
- ✔ Flexibles Material
- ✔ Kompakte Größe



Ab 45,99 € inkl. MwSt.

Jetzt **Lebensretter**
werden mit dem
LifePad®!



LifePad®

Dein Helfer im Notfall






Herzstillstand

Ein Herzstillstand kann jeden treffen – meistens unerwartet.

Wird nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand nicht umgehend gehandelt, sinkt die Überlebenschance in jeder Minute, die vergeht, um 10 % – das menschliche Gehirn kann nur wenige Minuten ohne Sauerstoff überleben. Durch die Herzdruckmassage gelangt der Sauerstoff im Körper zu den lebenswichtigen Organen.



Im Ernstfall

Sollte der Ernstfall eintreten, sind viele Ersthelfer zunächst überfordert. Das LifePad® leitet Dich, durch akustische und visuelle Signale, bei der Reanimation an und hilft Dir, die richtigen Schritte sicher durchzuführen.

Was ist das LifePad®?

Visuelles und akustisches Feedbacksystem

Die Schritt-für-Schritt-Anleitung hilft Dir, einen kühlen Kopf zu bewahren. Durch die farbigen LED's erhältst Du visuelles Feedback für den optimalen Kompressionsdruck. Ein akustisches Signal gibt Dir die optimale Kompressionsfrequenz von 100 Schlägen pro Minute vor.

Durch das flexible Material passt sich das LifePad® jeder Körperform an und kann bei Personen ab 12 Jahren angewendet werden. Die Auflagefläche zeigt die genaue Positionierung der Hände für die Reanimation. Das Gerät kann auch in Kombination mit einem Defibrillator verwendet werden (Signalton dafür abschaltbar).

